



Molybdenum 1 Reagent Powder Pillows, 20 mL, pk/100

Termékszám:	2352449
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Powder reagent in sealed package for the determination of Molybdenum by the ternary complex method (Hach method 8169), 0.02 - 3.00 mg/L Mo. For 20 mL sample.

Műszaki adatok

Módszer név:	Ternary Complex
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Tesztek száma:	100