



Be Right™



Reagent powder pillows, molybdenum 1, 50 mL, pk/100

Termékszám:

2352769

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Powder reagent in sealed package for the determination of Molybdenum, 0.02-3.00mg/l Mo.

For determination of low range molybdenum by the ternary complex method (Hach method 8169). Range: 0.02-3.00 mg/L Mo Sample Size: 50 mL

Műszaki adatok

Módszer név:	Ternary Complex
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Teszttek száma:	100