



CuVer 1 Réz porpárnás reagens, 0.04-5.00 mg/l Cu

Termékszám:

1418899

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagens légmentes csomagolásban réz meghatározásához, bicinkoninát módszerrel. 25 ml mintához.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Módszer név:	Bicinchoninate
Módszer száma:	8506
Műszer:	DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Copper
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100