



Be Right™



Bleaching (3) Reagent Powder Pillows, pK/100

Termékszám:

1429449

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Powder reagent in sealed package for the determination of Aluminium, 0.008-0.800mg/L Al, Aluminon Method.

Műszaki adatok

Módszer név:	Aluminon
Módszer száma:	8012
Paraméter:	Aluminium
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100/pk
Tesztek száma:	100