



Kobalt/nikkel reagens szett

Termékszám:

2242600

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Kobalt meghatározásához, 0.01-2.00 mg/l Co, és nikkel, 0.006-1.000 mg/l Ni, PAN módszer. 25 ml mintához.

Műszaki adatok

Leírás:	Nickel Reagent Set, PAN Method, 25 mL
Méréstartomány:	0,01 - 2,00 mg/L Co
Méréstartomány (2):	0,006 - 1,000 mg/L Ni
Mintatérfogat:	25 mL
Módszer név:	PAN
Módszer száma:	8150
Műszer:	DR/3000, DR/2000, DR900
Paraméter:	Cobalt, Nickel
Speciális tulajdonság:	Cobalt Nickel Reagent set, 25ml
Tesztek száma:	100