



Be Right™



LeadTrak reagenskészlet

Termékszám: 2375000
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Veszélyes



Az ivóvíz minta savoldható ólomtartalmát először gyors kolonnás extraktorban besűrítjük. Ezután az ólmot az extraktorból leoldjuk és kolorimetriásan, indikátorral meghatározzuk.

Reagenskészlet ólom meghatározására a LeadTrak™ gyors kolonnás extrakcióval Hach 8317. módszer Tartomány: 5 és 150 µg/liter Pb között
Mintaméret: 100 ml 20 teszt/reagenskészlet

Műszaki adatok

Méréstartomány:	5 - 150 µg/L Pb
Módszer név:	LeadTrak
Módszer száma:	8317
Műszer:	Mind, kivéve: DR/800
Paraméter:	Ólom
Tesztek száma:	20