



Mangán reagenskészlet, porpárnák, 0,1-20,0 mg/liter Mn

Termékszám:

2430000

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Porreagenszék zárt csomagban az oldható mangán meghatározásához perjodát oxidációs módszerrel 10 ml-es mintához 100 teszt

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Mintatérfogat:	10 mL
Módszer név:	Perjodát oxidáció
Módszer száma:	8034
Műszer:	All except DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Mangán
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	100