



Réz reagens, ACCUVAC, 0,04-5,00 mg/liter Cu

Termékszám:

2504025

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 2188299

Az ampullák egyetlen teszthez elegendő pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvettként használhatók. Réz meghatározására nagy mennyiségű alumínium, kalcium és vas jelenlétében.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Módszer név:	Bicinkoninát
Módszer száma:	8026
Műszer:	Mind, kivéve: DR/850, DR/820
Paraméter:	Réz
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 /pk
Tesztek száma:	25