



Alumínium reagenskészlet, 0,002-0,250 mg/liter Al

Termékszám:

2603700

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Alumínium meghatározására eriokróm-cianin R (ECR) módszerrel 10 ml-es mintákhoz 100 teszt

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,002 - 0,250 mg/L Al
Módszer név:	Eriokróm-cianin R
Módszer száma:	8326
Műszer:	DR6000, DR3900, DR1900
Paraméter:	Alumínium
Tesztek száma:	100