



Manganese Reagent Set, 0.006-0.700 mg/L Mn, 25 mL

Termékszám:

2243300

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Veszélyes



For the determination of Manganese with PAN Method. For 25 mL sample.

For determination of Manganese by the PAN Method. Hach Method 8149. Range: 0.006 - 0.700 mg/L Mn. Sample Size: 25 mL. Reagent Set includes: Ascorbic Acid Powder Pillows, Alkaline-Cyanide Reagent and PAN Indicator Solution (0.1%) for 100 tests.

(DR/3000, DR/2000)

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Mintatérfogat:	25 mL
Módszer név:	PAN
Módszer száma:	8149
Műszer:	DR/3000, DR/2000
Speciális tulajdonság:	Manganese Reagent set, 25ml
Tesztek száma:	100