



QAC Reagents 1 porpárnás, 0.2-5.0 mg/l CTAB

Termékszám:	2401066
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Porpárnás reagens légmentes csomagolásban, négy részből álló ammónium összetevő meghatározásához.

Műszaki adatok

Módszer név:	Direct Binary Complex
Módszer száma:	8336
Paraméter:	Quaternary Ammonium Compounds
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	50 cs
Tesztek száma:	50