



Kálium 3 porpárnás reagens

Termékszám:

1432399

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Veszélyes



Por reagens légmentes csomagolásban kálium meghatározáshoz, 0.1-7.0 mg/l K.

For potassium determination in water, soil and plant tissues by the tetraphenylborate method. Hach Method 8049 Sample size: 25 mL. Pack of 100 powder pillows.

Műszaki adatok

Módszer név:	Tetraphenylborate
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100