



Kálium reagenskészlet, 0,1-7,0 mg/liter K

Termékszám:

2459100

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagens és reagensoldatok zárt csomagban kálium meghatározásához tetrafenil-borát módszerrel 25 ml-es mintákhoz, 100 db/csomag

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A készlet tartalma: Kálium 1 reagens porpárna (1432198), Kálium 2 reagens oldatpárna (1432298), Kálium 3 reagens porpárna (1432399)

Leírás:

Kálium reagenskészlet

Méréstartomány:

0,1 - 7,0 mg/L K

Módszer név:

Tetrafenil-borát

Módszer száma:

8049

Műszer:

Mind, kivéve: DR/800, PC II

Paraméter:

Kálium

Platform:

Porpárna

Tesztek száma:

100