



Kénsav standard oldat, 0,035 N, 100 ml MDB

Termékszám:

2349732

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Lúgosság meghatározásához cseppszámlálós titráló vizsgálókészlettel 100 ml-es jelöléses cseppentőpalack (MDB)

Műszaki adatok

Koncentráció:	0,035 N
Leírás:	Kénsav standard oldat, 0,035 N, 100 ml MDB
Paraméter:	Lúgosság
Platform:	Oldat
Térfogat:	100 mL