



Kálium iodid porpárna, 100 db/cs

Termékszám:

107799

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagens légmentes csomagolásban összesklór meghatározáshoz Labor titrálással és klór reagens szettel.

Reagens jodometriás titrálási módszerekhez. 100 db porpárnás reagens / csomag.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	Változó
Módszer száma:	8209
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100