



Chlorine (Free and Total) Reagent Set, 0-3.5 mg/L Cl₂

Termékszám:

2438800

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



For determination of Free and Total Chlorine by the DPD method, using visual test kits. Set contains: DPD Free Chlorine PP, pk/100 and DPD Total Chlorine PP pk/100. Range: 0 - 3.5 mg/L Cl₂. Sample Size: 5 mL.

Boric Acid free!

Műszaki adatok

Méréstartomány:	5 mL
Módszer név:	DPD
Tesztek száma:	100