



Be Right™



Klór-dioxid reagenskészlet, 0,02-0,50 mg/liter ClO_2 , 100 db

Termékszám: HPT240
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Amaranth módszer

Műszaki adatok

Különleges jegyzet: A DR 820/50/90, 2000/10, 4000, 2500 és zseb-koloriméterhez klórra kalibrálva

Leírás: Folyékony reagenskészlet klór-dioxidhoz

Méréstartomány: 0,02 - 0,50 mg/L ClO_2

Módszer név: Amaranth módszer

Paraméter: Klór-dioxid

Szervizintervallum: 12 hónap a gyártási dátumtól

Tárolási feltételek: 15 °C - 25 °C

Tesztek száma: 100