



Klór, folyékony DPD reagenskészlet, 0,02-2,00 mg/liter Cl₂

Termékszám:

HPT310

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Az értékeléshez 25 mm-es kerek fiolákra van szükség.
Leírás:	Szabad/összes klór
Méréstartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	RS
Paraméter:	Klór
Platform:	Oldat
Standard method:	ISO 7393-2
Tárolási feltételek:	15 °C - 25 °C
Tesztek száma:	100