



Szabad klór porpárnás reagens, DPD (1000 db/cs)

Termékszám:

1407728

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagens légmentes csomagolásban szabad klór meghatározáshoz 3.5 mg/l Cl₂. 5 ml mintához.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	5 mL
Módszer név:	DPD
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Tesztek száma:	1000