



Be Right™



Swiftest Összes klór DPD-reagens adagoló és reagens fiola

Termékszám:

2802400

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Összes klór meghatározásához 0,02-2,00 mg/liter Cl₂ és 0,02-4,50 mg/liter Cl₂ között

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8167
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Összes klórtartalom
Platform:	Swiftest
Tesztek száma:	250

Szükséges tartozékok

- Összes klór DPD-reagens, Swiftest reagens adagoló (utántöltés) (Item 2105660)