



## Total Hardness Reagent Set for Digital Titrator (LR)

**Termékszám:**

**2448000**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For the determination of Total Hardness, 10-160 mg/L CaCO<sub>3</sub>, EDTA Method.

---

### Műszaki adatok

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| EPA compliant:         | Igen                              |
| Méréstartomány:        | 10 - 160 mg/L CaCO <sub>3</sub>   |
| Módszer név:           | EDTA Titration                    |
| Módszer száma:         | 8213                              |
| Paraméter:             | Hardness (Total)                  |
| Platform:              | Digitális titrátor                |
| Speciális tulajdonság: | Reagent set, LR, Digital Titrator |
| Tesztek száma:         | 40-100                            |