



Be Right™



Vízkeménység reagenskészlet, Calmagite kolorimetriás módszer

Termékszám:

2319900

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



A vízkeménység meghatározásához 0,05-4,00 mg/liter Ca között CaCO_3 formájában, és 0,05-4,00 mg/liter Mg között MgCO_3 formájában 100 teszt

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,05 - 4,00 mg/L Ca CaCO_3 formájában
Méréstartomány (2):	0,05 - 4,00 mg/L Mg MgCO_3 -ként
Módszer név:	Calmagite Colorimetric
Módszer száma:	8030
Műszer:	Mind, kivéve PC II
Paraméter:	Vízkeménység, Ca és Mg
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	100