



Acid Reagent Powder Pillows (pk/100)

Termékszám:

104299

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Powder reagent in sealed packages for the determination of high range Silica, Silicomolybdate Method. Also used for the determination of high range Hypchlorite, Iodometric Method.

Műszaki adatok

Módszer név:	Silicomolybdate
Módszer száma:	8185
Paraméter:	Silica
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Tesztek száma:	100