



Silica Reagent Set, 1-100 mg/L SiO₂

Termékszám:

2244300

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Powder reagents in sealed packages for the determination of Silica, Silicomolybdate Method. For 25 mL sample. 100 tests.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	25 mL
Módszer név:	Silicomolybdate
Módszer száma:	8185
Műszer:	DR/3000, DR/2000, DR/890
Paraméter:	Silica
Platform:	Porpárna
Speciális tulajdonság:	HR, 25 mL
Teszttek száma:	100