



Be Right™



## Szilícium-dioxid Rapid Liquid reagenskészlet, rendkívül kis koncentráció-tartomány Szilícium-dioxid Rapid Liquid reagenskészlet, 3-1000 µg/liter SiO<sub>2</sub>

Termékszám:

2678500

Veszélyes

HUF Ár (nettó):  
Elérhető

Elérhetőségünk



Rendkívül kis koncentrációjú szilícium-dioxid meghatározásához heteropoli-kék Rapid Liquid módszerrel A Rapid Liquid módszer gazdaságos eljárás több minta elemzése esetén.

Rendkívül kis koncentrációjú szilícium-dioxid meghatározásához heteropoli-kék Rapid Liquid™ módszerrel Hach 8282. módszer  
Méréstartomány: 3 - 1000 µg/liter; A készlet tartalma: molibdát 3 reagensoldat, citromsav F reagens oldat, aminosavas reagens hígító oldat és aminosav F reagens por körülbelül 250 teszthez Pour-Thru cella szükséges.

### Kényelem

A Rapid Liquid módszerek az egyszerűsített vizsgálathoz folyékony reagenseket, palackra szerelt adagolókat és átfolyó cellákat alkalmaznak.

### Teljesítmény

Az átfolyó cella állandó optikai rendszert biztosít, ezért a Rapid Liquid módszerek jellemzően nagyobb pontosságot nyújtanak, mint a mintacella mozgását igénylő módszerek.

### Hatékony

A Rapid Liquid módszerek nagy mennyiségű minta vizsgálatához ideálisak.

## Műszaki adatok

Méréstartomány:	3 - 1000 µg/L SiO <sub>2</sub>
Módszer név:	Heteropoli kék
Módszer száma:	8282
Műszer:	Mind, kivéve: DR/4000, DR/800, PC II
Paraméter:	Szilícium-dioxid
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	250