



Be Right™



## Silica Reagent Set, 3-1000 µg/L SiO<sub>2</sub>

**Termékszám:**

2581400

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For ultralow range Silica determination by the Heteropoly Blue method.

### Műszaki adatok

Méréstartomány:	3 - 1000 µg/L SiO <sub>2</sub>
Módszer név:	Heteropoly Blue
Módszer száma:	8282
Műszer:	All except DR/3000, DR/800, PC II
Paraméter:	Silica
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	40