



Fenolvörös indikátor oldat, 6,5-8,5 pH, 50 ml

Termékszám:	2657512
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Kolorimetriás pH-meghatározásra standardizálva Speciális minőség Méréstartomány: pH 6,5-8,5

Műszaki adatok

Méréstartomány:	6,5 - 8,5 egység
Módszer név:	Kolorimetriás fenolvörös
Paraméter:	pH
Platform:	Oldat
Térfogat:	Speciális minőség
Térfogat/ csomagméret:	50
Tesztek száma:	50 mL