



Be Right™



## KOI TNT, higanymentes, 0 - 150 mg/L O<sub>2</sub>

**Termékszám:**

2345852

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

### Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Méréstartomány:

25 - 150 mg/L O<sub>2</sub>

Módszer név:

Higanymentes dikromát (nem elfogadott USEPA jelentési célokra)

Módszer száma:

8000

Műszer:

DR 900

Paraméter:

KOI

Platform:

Test 'N Tube

Szervizintervallum:

az előállítást követően 48 hónap

Tárolási feltételek:

15 – 25 °C (napfénytől védeni)

Térfogat/ csomagméret:

25 /csomag

Tesztek száma:

25 (vakpróbához egy küvetta szükséges)