




Be Right™



KOI TNT, 20 - 1000 mg/L O₂

Termékszám: 2623451
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum kérése

Veszélyes



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.
Méréstartomány:	20 - 1000 mg/L
Módszer név:	Mangán (III)
Módszer száma:	10067
Műszer:	DR 900
Paraméter:	KOI
Roncsolás szükséges:	Igen
Térfogat/ csomagméret:	25 /csomag
Tesztek száma:	25