



Be Right™



BOI tápanyagos pufferpárnák, 3 L, 50/csomag

Termékszám:	1486166
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

BOI₅ hígítóvíz előállításához. Minden párna az APHA- által megadott puffert és tápanyagot kombinálva biztosít 3 liter hígítóvizet. Egy csomagban 50 párna.

Műszaki adatok

Alkalmazás:	Hígítóvíz-előkészítés
Egység:	50/pk
Leírás:	Tápanyagok és puffer
Minta:	Tápanyagok és puffer
Package settings:	Porpárnák
Térfogat/ csomagméret:	50 darab