



Be Right™



BOI standard oldat, 300 mg/L, 16 db/csomag, 10 mL-es Voluette ampullák

Termékszám: 1486510
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Biokémiai oxigénigények (BOI) meghatározásának pontosság teszteléséhez. 300 mg/L glükóz és glutaminsav. 16 darab 10 ml-es ampulla.

- Egyszerű pontosság-ellenőrzés
- Minimális hulladék
- Megbízható eredmények

Műszaki adatok

Alkalmazás:	Kalibrálás
Koncentráció:	300 mg/liter
Leírás:	Normál
Minta:	Glükóz és glutaminsav (GGA)
Package settings:	Ampullák
Paraméter:	BOI
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	16 darab