



Be Right™



Fenol reagenskészlet, 0,002-0,200 mg/liter

Termékszám:

2243900

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Fenolok meghatározására, 4-amino-antipirin módszer

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Leírás:	Fenol reagenskészlet
Méréstartomány:	0,002 - 0,200 mg/L Fenol
Módszer név:	4-amino-antipirin
Módszer száma:	8047
Műszer:	Mind, kivéve: DR/800, PC II
Paraméter:	Fenolok
Tesztek száma:	100