




Be Right™



Illékony sav reagenskészlet, kolorimetriás Illékony sav reagenskészlet, 27-2800 mg/liter HOAc

Termékszám:

2244700

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



For determination of Volatile Acids by the Esterification method.

Az illékony savak észterezéses meghatározásához Hach 8196. módszer Méréstartomány: legfeljebb 2800 mg/liter ecetsavként A készlet 100 teszthez elegendő reagenst tartalmaz.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A készlet tartalma: Etilén-glikol (203953), vas(III)-klorid - kénsav (204253), hidroxil-amin sósavas oldat (81842), nátrium-hidroxid standard oldat 4,5 N (204053), kénsav standard oldat 19,2 N (203832)

Leírás:

Illékony sav reagenskészlet

Méréstartomány:

27 - 2800 mg/L Acetic Acid

Módszer név:

Észterezés

Módszer száma:

8196

Műszer:

Mind, kivéve PC II

Paraméter:

Illékony savak

Platform:

Oldat

Szervizintervallum:

36 hónap

Tárolási feltételek:

10 °C - 25 °C

Tesztek száma:

100