



Formaldehid reagenskészlet Formaldehyd reagenskészlet, 3-500 µg/liter CH₂O

Termékszám:

2257700

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Formaldehid meghatározására kolorimetriás módszerrel

Formaldehid reagenskészlet - kolorimetriás MBTH módszer Alsó tartomány, 3-500 µg/liter 100 teszt

Műszaki adatok

Méréstartomány:	3 - 500 µg/L CH ₂ O
Módszer név:	MBTH
Módszer száma:	8110
Műszer:	Mind, kivéve: DR/800, PC II
Paraméter:	Formaldehid
Tesztek száma:	100