



TOC (öblítéses módszer) TNT, 15 - 150 mg/L C

Termékszám:

2815945

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.
Méréstartomány:	15 - 150 mg/L
Módszer név:	Közvetlen
Módszer száma:	10173
Műszer:	DR 900
Paraméter:	Teljes széntartalom
Platform:	Test 'N Tube
Roncsolás szükséges:	Igen
Tesztek száma:	25 - 50