



Tannin és lignin reagenskészlet

Termékszám:

2244600

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



For determination of Tannin and Lignin by the Tyrosine Method. For 25 mL sample.

Tannin és lignin meghatározására a Tyrosine-módszerrel Hach 8193. módszer Méréstartomány: 0,1-9,0 mg/liter Mintaméret: 25 ml A készlet tartalma: Nátrium-karbonát oldat és TanniVer 3 tannin-lignin reagens legfeljebb 100 teszthez

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0.1 - 9.0 mg/L csersav formájában
Módszer név:	Tyrosine
Módszer száma:	8193
Műszer:	Mind, kivéve: DR/820, PC II
Paraméter:	Tannin és lignin
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	100