



Be Right™



Mercuric nitrate cartridge for digital titrator, 2.256N

Termékszám:

92101

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Veszélyes



For titration of chloride, 100 - 8000 mg/L Cl⁻

Műszaki adatok

Méréstartomány:	100 - 8000 mg/L Cl ⁻
Módszer név:	Mercuric Nitrate
Módszer száma:	8206
Paraméter:	Chloride
Platform:	Digitális titrátor
Tesztek száma:	40 - 100
Titrló:	2.256 N Hg(NO ₃) ₂

Szükséges tartozékok

- Digital Titrator with plastic case (Item 1690001)
- Diphenylcarbazone reagent powder pillows, 100 pieces (Item 83699)