



Reagent powder pillows, SulfaVer 4, sulfate , 25 mL, pk/1000

Termékszám:

1206528

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 1206599

Powder reagent in sealed packages for the determination of Sulfate. For 25ml sample.

For sulfate determination by the SulfaVer 4 Turbidimetric Method. USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8051. Range: up to 70 mg/L. Sample Size: 25 mL. Pack of 1000 powder pillows.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	2 - 70 mg/L SO ₄
Módszer név:	SulfaVer 4
Módszer száma:	8051
Műszer:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	1000 /pk
Tesztek száma:	1000