



## SulfaVer 4 Szulfát reagens, ACCUVAC, 2-70 mg/liter SO<sub>4</sub>

**Termékszám:** 2509025

**ELAVULT CIKK**

Ez a termék már nem elérhető.

Javasolt cserék:

- 2106769

Az ampullák egyetlen teszthez elegendő pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvettként használhatók. Szulfát meghatározásához

---

### Műszaki adatok

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EPA compliant:         | Igen                        |
| Méréstartomány:        | 2 - 70 mg/L SO <sub>4</sub> |
| Módszer név:           | SulfaVer 4                  |
| Módszer száma:         | 8051                        |
| Műszer:                | Mind                        |
| Paraméter:             | Szulfát                     |
| Platform:              | Accuvac                     |
| Térfogat/ csomagméret: | 25 cs                       |
| Tesztek száma:         | 25                          |