



Nátrium-klorid standard oldat, 1990 µS/cm (NIST), 1 liter

Termékszám:	210553
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

1000 mg/liter NaCl Vezetőképesség mérőszondákhoz

Vezetőképesség-mérő műszerek kalibrálására is alkalmas, µS/cm (µmhos/cm).

Műszaki adatok

Koncentráció:	1990 µS/cm
Leírás:	Nátrium-klorid standard oldat, 1990 µS/cm (NIST), (995 mg/liter TDS, 1000 mg/liter NaCl), 1 liter
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	1 L ml