



Be Right™



## Szulfát standard oldat, 50 mg/liter SO<sub>4</sub> (NIST), 500 ml

**Termékszám:** 257849  
**HUF Ár (nettó):** Elérhetőségünk  
**Elérhető**

Egy paraméteres standard az analitikai minőségbiztosításhoz

Szulfát meghatározásánál a pontosság ellenőrzéséhez

---

### Műszaki adatok

Koncentráció:	50 mg/L SO <sub>4</sub>
Leírás:	Szulfát standard oldat, 50 mg/liter SO <sub>4</sub> (NIST), 500 ml
Paraméter:	Szulfát
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	500 mL 500