



Kevert paraméteres minőségellenőrzési standard (500 ml)

Termékszám:	2833149
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Minőségellenőrzési standard (befolyó szennyvíz szervesen tartalom) ammóniára, nitrátra, foszfátra, KOI értékre, szulfátra és TOC értékre

A standard oldat a következő koncentrációkat tartalmazza:

<TableBullet/>Ammónia: 15 mg/liter $\text{NH}_3\text{-N}$

<TableBullet/>Nitrát: 10 mg/liter $\text{NO}_3\text{-N}$

<TableBullet/>COD: 500 mg/liter O_2

<TableBullet/>Foszfát: 10 mg/liter PO_4

<TableBullet/>Szulfát: 400 mg/liter SO_4

<TableBullet/>TOC: 161 mg/liter C

Műszaki adatok

Koncentráció:	Nitrát 10 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$
Leírás:	Befolyó szennyvíz szervesen tartalom minőségellenőrzési standard, 500 ml
Paraméter:	Kevert
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	500 ml