



Kevert paraméteres minőségellenőrzési standard (500 ml)

Termékszám:	2833249
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Minőségellenőrzési standard (elfolyó szennyvíz szerves tartalom) ammóniára, nitrátra, foszfátra, KOI értékre, szulfátra és TOC értékre

A standard oldat a következő koncentrációkat tartalmazza:

Ammónia 2,0 mg/liter $\text{NH}_3\text{-N}$ / 2,1 mg/liter $\text{NH}_4\text{-N}$

Nitrát 4,0 mg/liter $\text{NO}_3\text{-N}$

Foszfát 2,0 mg/liter PO_4

COD 25 mg/liter O_2

Szulfát 50 mg/liter SO_4

TOC 8 mg/liter C

Műszaki adatok

Koncentráció:	KOI (COD) 25 mg/L KOI
Leírás:	Elfolyó szennyvíz szerves tartalom minőségellenőrzési standard, 500 ml
Paraméter:	Kevert
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	500