



Be Right™



Calibration set, Stablcal turbidity standards, 2100P portable turbidimeter, 100 mL bottles

Termékszám:

2659410

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes



4 használatra kész, stabilizált formazin elsődleges standard oldat üvegben. A készlet tartamal 100 ml oldatot az alábbiakhoz: <0.1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU .

Műszaki adatok

Koncentráció: < 0,1, 20, 100, 800 NTU
Térfogat/ csomagméret: szett