



Calibration kit, Stablcal turbidity standards, 2100AN / AN IS turbidimeter, 100 mL bottles

Termékszám:

2659510

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Ready for use, stabilised Formazine Primary Standards in bottles, Set: <0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU

Műszaki adatok

Koncentráció:	< 0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
Leírás:	STABLCAL Calibration Kit for 2100 AN / AN IS (100mL Bottle)
Műszer:	2100 AN / AN IS
Paraméter:	Turbidity
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	5 °C - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	set of 6