



Másodlagos zavarosság standard készlet 2100P-hez

Termékszám:

2464105

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



A készlet tartalmaz 1 légmentes fiolát, 0-10 NTU, 10-100 NTU, 100-1000 NTU.

Gelex Secondary Standards Kit, for 2100P and 2100Q Portable Turbidimeters (includes 1 sealed vial each, 0-10 NTU, 10-100 NTU, 100-1000 NTU).

Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret:

szett 3