



Be Right™



Gelex Secondary Turbidity Standards Kit, 0 - 10000 NTU

Termékszám:	2589200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Kit includes 1 sealed vial each, Stray Light Standard, 0-2 NTU, 0-20 NTU, 0-200 NTU, 200-4000 NTU, 4000-10000 NTU. For 2100N, 2100N IS, 2100AN, 2100AN IS.

Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret: set of 6