



SpecCheck másodlagos gélstandardkészlet, LR klór, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl₂

Termékszám:	2635300
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Szilárd, használatra kész gél standardok műszerek laboratóriumi és terepi ellenőrzéséhez.

A használatra kész SpecCheck másodlagos standard készletek négy 10 ml-es (1 inch-es) leforrasztott üveg cellát tartalmaznak, egy vakpróbával és három különböző standarddal kezelési utasítással, műanyag táskával és elemzési tanúsítvánnyal.

A SpecCheck standardokat számítógéppel állítják össze és a gyártástól számítva két évig eltarthatók.

Műszaki adatok

Koncentráció:	0 – 2.0 mg/L Cl ₂
Leírás:	SpecCheck másodlagos gél standard készlet - LR klór, DPD
Módszer név:	DPD
Műszer:	Minden műszerhez tartalmaz értékeket.
Paraméter:	Klór
Térfogat/ csomagméret:	4 fiolás készlet