



Be Right™



Ammónia reagenskészlet, 0,02-2,50 mg/liter NH₃-N

Termékszám:

2458200

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Ammónia és nitrogén meghatározásához a Nessler módszer szerint Körülbelül 250 teszt

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0.02 - 2.50 mg/L NH ₃ -N
Módszer név:	Nessler
Módszer száma:	8038
Műszer:	Mind, kivéve: DR/800 sorozat, PC II
Paraméter:	Ammónia
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	250