



Be Right™



Nitrit ACCUVAC, 0,002-0,300 mg/liter NO₂-N

Termékszám: 2512025

Veszélyes

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 2107169

Az ACCUVAC ampullák egyetlen teszthez elegendő, pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvettaként használhatók. Nitrogén, nitrit meghatározására a diazotizálós módszerrel

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0.002 - 0.300 mg/L NO ₂ -N
Módszer név:	Diazotizálás
Módszer száma:	8507
Műszer:	Mind, kivéve PC II
Paraméter:	Nitrit
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 /pk
Tesztek száma:	25